




Codice prodotto	515	Famiglia prodotto	SEDILI WC	Collezione	Accessori per sanitari
Descrizione	Sedile rialzato per wc Sedile universale H= 100 mm con apertura frontale e coperchio. Fissaggio tramite morsetti laterali. Rialzato, H=100 mm				
Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.				CE
Prestazioni	Portata 150 kg.				
Caratteristiche	Sedile universale H100 con coperchio e apertura frontale, in polipropilene a bassa tossicità. Per persone che hanno difficoltà nel sedersi o nell'alzarsi nell'uso del water, come anziani e utenti in fase post operatoria. L'area della seduta è ergonomica e riduce la pressione offrendo un maggior comfort. La leggera inclinazione in avanti della seduta aiuta a mantenere una corretta postura, riduce la flessione dell'anca e dell'articolazione del ginocchio. Seduta caratterizzata da due aperture, una nella parte frontale e una nella parte posteriore che permettono un miglior accesso per l'igiene personale. Adatto alla maggior parte dei water. Portata massima 150 kg. Dimensioni (indicative): Lunghezza 40 cm Larghezza 36 cm. Superficie lucida facile da pulire e resistente alle macchie ed agli odori. La presenza del coperchio aiuta a mantenere l'igiene del prodotto. L'alzawater si fissa sul water in maniera stabile e sicura tramite un meccanismo di bloccaggio composto da due staffe in nylon laterali regolabili in larghezza. Il meccanismo di fissaggio offre resistenza e affidabilità; il design ergonomico della manopola permette una facile e veloce applicazione e rimozione dell'alzawater anche a coloro che abbiano disfunzioni alle articolazioni della mano.				
Finiture	Colore bianco.				
Dimensioni	410 x 175 x 370				
Installazione	Fissare al vaso tramite gli appositi morsetti. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare periodicamente che il fissaggio sia solido e stabile. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.				

Manutenzione

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Disinfettare periodicamente. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Dopo la pulizia lasciare sollevati coperchio e seduta per evitare che vengano danneggiati dai vapori dei prodotti per la pulizia del sanitario.

Confezione

Imballo in scatola di cartone 410 x 175 x 370 mm / Imballo Peso: 2 kg

Peso

2 kg