




Codice prodotto	MAS-NY-B	Famiglia prodotto	MANIGLIONI e CORRIMANO	Collezione	Nylon
Descrizione	Maniglione Angolare. Elettricamente isolato. Dispositivo medico in Classe I.				
Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017.				CE
Prestazioni	Portata 120 kg.				
Caratteristiche	Corpo con anima in alluminio rivestito in nylon estruso Ø 35 con aggiunta di additivo antibatterico. Completo di piattelli di fissaggio e rosoni. Reversibile, il montante può essere fissato a destra o a sinistra. I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto. Dispositivo parzialmente assemblato per contenere l'ingombro durante il trasporto. Parti stampate in nylon Ø 35, con aggiunta di additivo antibatterico. Nessun componente contiene PVC. Sono presenti anelli decorativi in nylon colorato. E' possibile applicare il sedile da appendere SDA; in questo caso la capacità di tenuta è pari a 120 kg. TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm): 0÷300 ±3, 301÷600 ±4, 601÷2000 ±5.				
Finiture	Colore bianco lucido.				
Materiali	Alluminio. Nylon.				
Dimensioni	ne 20x30 cm e sc				
Installazione	Fissaggio a muro tramite n° 9 tasselli. Tasselli non compresi nella confezione. Scegliere tasselli adeguati al tipo di muratura. Diametro foro per vite: 6.5 mm. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare periodicamente che il fissaggio a parete sia solido e stabile. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito. Conservare il numero di lotto presente sull'etichetta attaccata al prodotto. Se il dispositivo dovesse risultare instabile o danneggiato non deve essere utilizzato fino ad avvenuta verifica e approvazione da parte di un installatore professionista.				

Manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Disinfettare periodicamente.
Confezione	Imballo: singolo in pluriball e scatola di cartone. Dimensioni: 620 x 110 x 700 (mm) Volume imballo: 0,04774 m ³ Peso: 3 (kg)
Peso	3 kg